














Clinical Experience  
Technical Competence

## EasyFlow nCPAP: das Systemzubehör im Überblick

<b>Mützen (werden mit einer Stirnauflage sowie den Fixierbändchen geliefert)</b>					
Größe	Farbe	Kopfumfang	Gewicht	Menge	Artikel-Nr.
XS		20 - 22 cm	500 - 700 g	1	1 701 61 019
S		22 - 24 cm	700 - 900 g	1	1 701 61 020
M		24 - 26 cm	900 - 1.200 g	1	1 701 61 021
L		26 - 28 cm	1.200 - 1.600 g	1	1 701 61 022
XL		28 - 30 cm	1.600 - 2.400 g	1	1 701 61 023
XXL		30 - 33 cm	2.400 - 3.000 g	1	1 701 61 024
3XL		33 - 36 cm	3.000 - 4.200 g	1	1 701 61 025
4XL		36 - 39 cm	4.200 - 6.000 g	1	1 701 61 026
5XL		39 - 42 cm	6.000 - 7.300 g	1	1 701 61 027
6XL		42 - 45 cm	7.300 - 8.800 g	1	1 701 61 028
7XL		45 - 48 cm	> 8.800 g	1	1 701 61 029

<b>Kopfband micro komplett, Artikel-Nr. 1 701 61 040</b>			
bestehend aus:	Kopfumfang	Gewicht	
Kopfband micro	20 - 28 cm	500 - 1.350 g	
2 Stück Fixierbändchen			
Stirnauflage			

<b>Kopfband mini komplett, Artikel-Nr. 1 701 61 041</b>			
bestehend aus:	Kopfumfang	Gewicht	
Kopfband mini	28 - 36 cm	1.350 - 3.700 g	
2 Stück Fixierbändchen			
Stirnauflage			

<b>Kopfband maxi komplett, Artikel-Nr. 1 701 61 042</b>			
bestehend aus:	Kopfumfang	Gewicht	
Kopfband maxi	36 - 48 cm	3.700 - 8.400 g	
2 Stück Fixierbändchen, lang			
Stirnauflage			

	Menge	Artikel-Nr.
Stirnauflagekissen mit Silikongel	5	1 701 61 018
Stirnauflagekissen ohne Silikongel	5	1 701 61 017

	Menge	Artikel-Nr.
Applikator mit Magnet und Druckanschlusskappe	5	1 701 61 161
Kraft-Entkopplungsschlauch Set Ø 10 mm	5	1 701 63 408
Kraft-Entkopplungsschlauch Set Ø 12 mm (F&P)	5	1 701 63 409
Verlängerung Maske/Prong	5	1 701 61 000

<b>Prongs</b>		
Größe	Menge	Artikel-Nr.
S	5	1 701 61 001
M	5	1 701 61 002
L	5	1 701 61 003
XL	5	1 701 61 004

<b>Masken</b>		
Größe	Menge	Artikel-Nr.
XS	5	1 701 61 005
S	5	1 701 61 012
M	5	1 701 61 013
L	5	1 701 61 014
XL	5	1 701 61 015